



...going one step further

P57




Nous vous remercions d'avoir acheté un produit 3B Scientific®. Veuillez lire le mode d'emploi de l'appareil attentivement avant de mettre l'appareil en service afin d'assurer un fonctionnement sans problème et que vous puissiez utiliser ce produit à votre entière satisfaction.

Table des matières

1. Mode d'emploi rapide	3	5. Conseils généraux de sécurité	8
1.1 Allumer l'appareil	3	6. Foire aux questions (FAQ)	8
1.2 Touche T / Touche C	3	6.1 L'affichage de la pile clignote. Après un nouvel allumage, l'affichage est éteint. Pourquoi se réallume-t-il toujours ?	8
1.3 Matrice de l'affichage des résultats	4	6.2 Pourquoi le Simulateur d'injection ne se laisse plus allumer après un stockage prolongé ?	8
1.4 Eteindre l'appareil	4	6.3 Quels types de piles sont recommandés pour le Simulateur d'injection ?	8
2. Mise en service et emploi	4	6.4 Puis-je également utiliser le Simulateur d'injection avec des accumulateurs ?	8
2.1 Accessoires	4	7. Transport et emballage	8
2.2 Quelques conseils préalables	4	8. Entretien	8
2.3 Alimentation électrique	4	8.1 Conseils d'entretien	8
2.4 Mise en place et remplacement des piles	4	8.2 Remplacement de la peau en silicone	8
3. Travailler avec le P57	6	8.3 Garantie	11
3.1 Maniement	6	8.4 Demande de pièces de rechange	11
3.1.1 Affichage	6		
3.1.2 Allumer/Eteindre l'appareil	6		
3.1.3 Programme d'entraînement (touche T)	6		
3.1.4 Programme de contrôle (touche C)	6		
3.2 Procéder à une Injection intramusculaire (i.m.) dans la muscle fessier	7		
3.2.1 Procédure d'injection dans le quadrant antéro-externe du muscle fessier selon la méthode de A. von Hochstetter	7		
3.2.2 Désinfection de la peau	7		
4. Fonctionnement et stockage	7		
4.1 Fonctionnement sur table	7		
4.2 Stockage	7		

1. Mode d'emploi rapide

- ① Affichage de contrôle (DEL rouge) pour pile
- ② Touche de mise en service
- ③ Touche T (programme d'entraînement)
- ④ Affichage du statut (DEL jaune) pour touche T
- ⑤ Affichage du statut (DEL jaune) pour touche C
- ⑥ Touche C (programme de contrôle)
- ⑦ Affichage du résultat (DEL rouge et vert)



1.1 Allumer l'appareil

Lors de la première utilisation, utilisez les piles fournies (2x-AA).

(Cf. p. 4/ 2.4)

Info: Affichage de contrôle (pile)	→ pas allumé	→ la pile est en ordre
Affichage de contrôle (pile)	→ rouge	→ pile faible
Affichage de contrôle (pile)	→ clignote en rouge	→ remplacer la pil



Appuyez sur la touche de démarrage. Toutes les DEL de contrôle des fonctions sont allumées.

L'allumage de l'affichage du statut (pour la touche T) signale que l'appareil est prêt à fonctionner.

(Cf. p. 6/ 3.1.2)

Message d'erreur

Si le fessier n'est pas relié à l'élément de commande ou si le noyau en mousse n'est pas posé sur l'os (par ex. parce que le fessier est écarté) un triple sifflement retentit en guise de signal d'erreur. L'affichage du résultat clignote ensuite alternativement en rouge et en vert.

1.2 Touche T / Touche C

Vous pouvez choisir entre le programme d'entraînement et le programme de contrôle. Veuillez appuyer sur la touche T pour le programme d'entraînement et sur la touche C pour le programme de contrôle.

T

Le programme d'entraînement (touche T) vous donne directement pendant l'injection

- une confirmation positive (affichage du résultat (DEL verte)) lorsque vous avez effectué l'injection dans le muscle correctement ;
- une confirmation négative (affichage du résultat (DEL rouge) + signal acoustique) lorsque vous touchez l'os.

C

Le programme de contrôle (touche C) ne vous donne pas de confirmation pendant l'injection dans le muscle. Le résultat est mémorisé et vous n'apprenez qu'en réappuyant sur la touche C si vous avez effectué l'injection intramusculaire correctement ou non. Vous recevez

- une confirmation positive (affichage du résultat (DEL verte)) lorsque vous avez effectué l'injection intramusculaire correctement ;
- une confirmation négative (affichage du résultat (DEL rouge)) lorsque vous n'avez pas effectué l'injection correctement.

En cas d'injection au niveau de l'os, vous recevez directement une confirmation négative (affichage du résultat (DEL rouge) + signal acoustique).

1.3 Matrice de l'affichage du résultat

	Affichage du résultat (programme d'entraînement)	Affichage du résultat (programme de contrôle)
Injection correcte/Site correct	vert	vert
Injection incorrecte/Site incorrect	pas d'affichage	rouge
Profondeur insuffisante	pas d'affichage	rouge
Injection au niveau de l'os	rouge	rouge

1.4 Eteindre l'appareil

L'appareil s'éteint automatiquement au bout de deux minutes d'inactivité ou peut être éteint manuellement en appuyant en même temps sur la touche T et la touche C.

2. Mise en service et emploi

2.1 Accessoires

- P57 Simulateur d'injection du fessier, muscle (en mousse) et peau en silicone préassemblés.
- Seringue à usage unique de 5 ml
- Canule d'injection pour l'injection intramusculaire
- Piles AA (2 pièces)
- Mode d'emploi (CD-ROM)
- Unité de commande
- Câble de raccordement (unité de commande/ simulateur)

2.2 Quelques conseils préalables

- Avant la première utilisation, placez les piles fournies dans le simulateur d'injection P57. (Cf. 2.4 Mise en place des piles)
- Veuillez n'utiliser que des piles ou des accumulateurs que nous vous recommandons à la page 8 au point 6.3 pour le simulateur d'injection P57.
- Lors de la mise en place des piles, absolument veiller à la polarité correcte ! Des piles placées incorrectement peuvent endommager l'appareil !
- La peau du fessier d'injection 3B Scientific est fabriquée en matériau élastique (silicone). Après un usage prolongé et des piqûres répétées dans une même zone, il peut être nécessaire de remplacer la peau par la peau de rechange fournie. Pour une injection sur le simulateur, utiliser exclusivement les canules suivantes (20 et 21 Gauge / 0,8, 4 cm de longueur, seringue).

2.3 Alimentation électrique

2 piles alcalines au manganèse de 1,5 V, type AA/LR6 sont fournies avec le simulateur d'injection P57. Elles permettent une durée de fonctionnement de 20 heures au maximum. Des variations peuvent se produire en fonction des différents types de piles.

2.4 Mise en place et remplacement des piles

Enlever le recouvrement en feutre fixé sur le côté postérieur du simulateur d'injection en tirant la languette vers le bas. (Cf. p. 5/ III. 1 et 2)

Ouvrir le clapet du compartiment des piles et, ensuite, mettre les piles AA fournies en place en respectant la polarité correcte.

(Cf. p. 5/ III. 3 et 4)



III. 1



III. 2




III. 3

3. Travailler avec le P57

3.1 Maniement

3.1.1 Vue du panneau d'affichage

- ① Affichage de contrôle (DEL rouge) pour pile
- ② Touche de démarrage
- ③ Touche T (programme d'entraînement)
- ④ Affichage du statut (DEL jaune) pour touche T
- ⑤ Affichage du statut (DEL rouge) pour touche C
- ⑥ Touche C (programme de contrôle)
- ⑦ Affichage du résultat (DEL rouge et verte)



3.1.2 Allumer/Eteindre l'appareil

Allumer

- Branchez le câble à l'élément de commande et raccordez le simulateur (comparez à la page 5 / illustration 3)
- Appuyer sur la touche de démarrage. ②
- Sur le panneau d'affichage, toutes les DEL clignotent 5x les unes après les autres afin de contrôler les diverses fonctions. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si les piles/accumulateurs sont mis en place correctement et remplacez-les, le cas échéant, par des nouvelles piles ou par des accumulateurs complètement chargés. Si plusieurs DEL ne devaient pas s'allumer, veuillez vous adresser au service après-vente de votre concessionnaire.
- Après ce contrôle des fonctions, l'appareil passe automatiquement au programme d'entraînement. L'affichage du statut jaune du programme d'entraînement s'allume.

Message d'erreur

Si le fessier n'est pas relié à l'élément de commande ou si le noyau en mousse n'est pas posé sur l'os (par ex. parce que le fessier est écarté) un triple sifflement retentit en guise de signal d'erreur. L'affichage du résultat clignote ensuite alternativement en rouge et en vert.

Eteindre

- Le simulateur d'injection P56 s'éteint automatiquement au bout de deux minutes d'inactivité.
- Cependant, il peut également être éteint manuellement en appuyant simultanément sur **T** + **C**. En cas de non utilisation prolongée, enlevez les piles/accumulateurs du compartiment des piles. Vous éviterez ainsi que des piles qui coulent puissent endommager l'appareil.

3.1.3 Programme d'entraînement (touche T)

- Appuyez sur la touche **T**.
- L'affichage du statut jaune à côté de la touche T s'allume.
- Procédez maintenant à l'injection.
 - une confirmation positive (affichage du résultat (DEL verte)) lorsque vous avez effectué l'injection intramusculaire correctement ;
 - une confirmation négative (affichage du résultat (DEL rouge) + signal acoustique) lorsque vous touchez l'os.
 - Lors de l'injection à de mauvais endroits et/ou en cas de profondeur de l'injection insuffisante, aucun affichage n'apparaît.
- Pour une autre injection dans le programme d'entraînement, appuyez à nouveau sur la touche **T**.

3.1.4 Programme de contrôle (touche C)

- Appuyez sur la touche **C**.
- L'affichage du statut jaune à côté de la touche C s'allume.
- Procédez maintenant à l'injection.
- Les informations relatives au caractère correct du site et de la profondeur de l'injection sont mémorisés par l'appareil ; un affichage n'a cependant pas lieu.
- Pour l'affichage du résultat après l'injection, appuyez à nouveau sur la touche C. Le statut d'affichage jaune à côté de la touche C clignote pendant ce temps. Vous recevez
 - une confirmation positive (affichage du résultat (DEL verte)) lorsque vous avez effectué l'injection dans le muscle correctement (site correct et profondeur correcte) ;
 - une confirmation négative (affichage du résultat (DEL rouge)) lorsque vous n'avez pas effectué l'injection correctement (aux mauvais sites et/ou en cas de profondeur de l'injection insuffisante).
- Dans le cas d'une injection au niveau de l'os, vous recevez directement une confirmation négative (affichage du résultat (DEL rouge) + signal acoustique).
- Pour une nouvelle injection dans le programme de contrôle, appuyez à nouveau sur la touche **C**.

3.2 Procéder à une injection intramusculaire (I.M.) dans la musculature muscle fémoral

3.2.1 Procédure d'injection dans le quadrant antéro-externe du muscle fessier selon la méthode de A. von Hochstetter

La méthode de A. von Hochstetter constitue une méthode relativement sûre d'injection intramusculaire dans le muscle fessier. L'injection est pratiquée dans le muscle moyen fessier (Musculus gluteus medius) ou dans le muscle petit fessier (Musculus gluteus minimus) situé au-dessous.

Pour l'injection, le patient doit être placé en position latérale ou sur le dos. Les repères anatomiques utilisés sont 1.) le grand trochanter (Trochanter major), 2.) l'épine iliaque antérieure (Spina iliaca anterior) et 3.) la crête iliaque (Crista iliaca). Il s'agit de trois repères osseux facilement palpables.

Pour déterminer le site d'injection, l'index et le majeur sont écartés au maximum (serment). L'index ou le majeur (selon le côté d'injection) en direction du ventre doit sentir sous sa pulpe l'épine iliaque antérieure (Spina iliaca anterior). L'autre doigt écarté doit palper la crête iliaque (Crista iliaca). De là, ce doigt est tourné d'environ 2 cm vers le bas, pendant que l'autre doigt reste sur l'épine iliaque antérieure (Spina iliaca anterior). La rotation décrite est effectuée de sorte que la paume de la main vienne se poser sur le grand trochanter. Dans la partie inférieure du triangle formé par l'index et le majeur se trouve désormais le site d'injection. Une fois le site désinfecté, la canule est introduite à la perpendiculaire, c'est-à-dire selon un angle de 90° par rapport à la surface du corps. Pratiquer une aspiration avant l'injection en retirant le piston de la seringue pour éviter une ponction accidentelle du muscle fessier. L'injection est alors pratiquée en protégeant la canule de tout changement de position. Après l'injection, la canule est retirée et le site d'injection est comprimé à l'aide d'une compresse stérile.

3.2.2 Désinfection de la peau

Pour la désinfection de la peau, veuillez utiliser uniquement de l'eau courante normale, étant donné que les désinfectants traditionnels peuvent endommager les matériaux du modèle.

4. Fonctionnement et stockage

4.1 Fonctionnement sur table

Placer le simulateur d'injection sur une surface plane et antidérapante.

4.2 Stockage

- Stocker de préférence le simulateur d'injection dans un endroit sec à température ambiante.
- Protéger le simulateur d'injection contre l'insolation directe, étant donné qu'une température supérieure à 45 °C peut déformer et fragiliser le matériau.
- Lorsque le simulateur d'injection n'est pas utilisé durant une période prolongée, il est recommandé d'enlever les piles, respectivement les accumulateurs de l'appareil.

5. Conseils de sécurité généraux

- A conserver hors de portée des enfants.
- Ne charger les piles (LR6) en aucun cas ! Risque d'explosion !
- Les piles vides doivent être éliminées conformément aux directives nationales en la matière.
- Environnement : l'élimination des composants doit se faire conformément aux directives environnementales nationales en vigueur en matière de mise hors service et d'élimination définitive de l'appareil.
- Ne charger les accumulateurs qu'avec un appareil de chargement approprié.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs pour le nettoyage, étant donné que ceux-ci peuvent endommager les matériaux du modèle.

6. Foire aux questions (FAQ)

6.1 L'affichage des piles clignote. Après avoir à nouveau allumé l'appareil, l'affichage est éteint. Pourquoi se réallume-t-il ?

Ceci peut se produire lorsque des piles/accumulateurs de différente capacité sont utilisés. Dans ce cas, remplacez les piles par des nouvelles. **Conseil** : N'utilisez toujours que des piles/accumulateurs du même type, de la même capacité, ayant la même date de péremption et du même fabricant. Marquez les accumulateurs < ayant les mêmes caractéristiques > de façon appropriée.

6.2 Pourquoi le simulateur d'injection ne se laisse plus allumer après une période de stockage prolongée ?

Les accumulateurs se déchargent eux-mêmes, même lorsque l'appareil est éteint. L'autodécharge s'élève à environ 20 % par mois. Les piles également se déchargent un peu lorsque le simulateur d'injection est éteint. **Conseil** : Lorsque l'appareil n'est pas utilisé durant une période prolongée, enlevez les piles/accumulateurs du compartiment des piles. Vous empêchez ainsi que les piles qui coulent n'endommagent l'appareil. Après une période prolongée de non utilisation du simulateur d'injection, ne mettez que des accumulateurs fraîchement chargés ou des nouvelles piles dans l'appareil lors de la prochaine utilisation.

6.3 Quels types de piles sont-ils recommandés pour le simulateur d'injection ?

Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines au manganèse (piles de type AA, respectivement LR6). Ne pas utiliser de piles zinc-charbon.

6.4 Puis-je également utiliser le simulateur d'injection avec des accumulateurs ?

Oui, vous pouvez utiliser des accumulateurs Ni-MH (nickel métal hydride) ou Ni-Cd (nickel-cadmium). Les accumulateurs Ni-MH ont une durée de vie considérablement plus longue que les accumulateurs Ni-Cd. **Conseil** : N'utilisez que des accumulateurs de même type, ayant la même date de péremption et du même fabricant.

7. Transport et emballage

Contrôlez l'emballage d'expédition et l'emballage de l'appareil afin de déceler tout dommage éventuel. En cas de dommages dus au transport, veuillez en informer votre concessionnaire. Conservez l'emballage d'origine. En cas de transport, cet emballage spécial constitue la meilleure protection de votre précieuse appareil.

8. Entretien

8.1 Conseils d'entretien

La peau en silicone du simulateur d'injection peut être nettoyée avec une solution savonneuse douce. N'utilisez pas de nettoyeurs contenant des solvants, étant donné que ceux-ci endommagent la peau en silicone.

8.2. Remplacement de la peau en silicone

D'un côté du simulateur d'injection, soulevez la peau en silicone, puis tirez-la ensuite à droite et à gauche afin qu'elle se détache entièrement du cadre (comparez à la page 9 / illustrations 4 + 5).

Attention : faites bien attention à ce que le muscle (en mousse synthétique) ne se détache pas de la structure osseuse sous-jacente. Vous pourrez alors simplement enlever l'ancienne peau en silicone et la remplacer par une peau en silicone de rechange (comparez à la page 10 / illustrations 6 + 7). L'ancienne

8 peau en silicone pourra être évacuée avec les déchets ménagers.



III. 4



III. 5



III. 6

8.3 Garantie

La période de garantie du simulateur d'injection est de 36 mois à partir de la date de la facture et comprend les défauts de construction, de matériau et d'exécution ainsi que les fonctions électroniques de l'appareil à condition que l'appareil ait été utilisé dans des conditions normales et qu'il ait été bien entretenu. Les pièces d'usure comme la peau en silicone, le noyau en mousse, la canule d'injection, la seringue à usage unique et les piles ne sont pas soumis à la garantie.

Dans le cadre du droit de garantie, 3B Scientific n'est pas obligée de procéder à l'indemnisation des dommages générés lorsque des personnes non autorisées ont effectué ou essayé d'effectuer des réparations, des modifications ou des changements ou lorsque le produit ou une partie de celui-ci a été endommagé(e) par un accident, une utilisation détournée ou par un mauvais usage.

8.4 Demande de pièces de rechange

- Peau en silicone (XP302)

En cas de réclamation, veuillez mentionner le numéro de série qui se trouve sur la face inférieure du boîtier sous le recouvrement en feutre du simulateur d'injection.





3B SCIENTIFIC® PRODUCTS

3B Scientific GmbH

Rudorffweg 8 • 21031 Hamburg • Germany

Tel.: + 49-40-73966-0 • Fax: + 49-40-73966-100

www.3bscientific.com • 3b@3bscientific.com

© Copyright 2007 for instruction manual and design of product:
3B Scientific GmbH, Germany